




Trusted by Hospitals, Loved by Moms.

Guide de taille des manchons Amēda

Imprimez cette feuille à l'échelle 100 % pour plus de précision. Coupez le long des lignes pointillées pour mesurer le diamètre de votre mamelon. Veillez à prendre la mesure AVANT de tirer le lait.

Étape 1 : Mesurez votre mamelon

Utilisez la règle de la feuille pour mesurer votre mamelon en millimètres, comme indiqué ci-dessous. Ne mesurez pas l'aréole.



Étape 2 : Trouvez le trou le plus proche de votre mesure.

Placez délicatement votre mamelon dans les trous, en commençant par le plus petit en l'insérant sans pression.

Étape 3 : Choisir la bonne taille de manchon

Choisissez un insert de 2 à 3 mm de plus que la taille de votre mamelon.

Si vous êtes entre deux tailles, commencez par la plus grande pour plus de confort.

MOTHERS
CHOICE PRODUCTS

Pour un soutien supplémentaire, communiquez avec Mothers Choice Products a www.motherschoiceproducts.com

Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez utiliser ce guide de pièces de monnaie pour déterminer le diamètre de votre mamelon.



18mm



21mm



24mm



28mm

11mm

13mm

15mm

17mm

19mm

21mm

22.5mm

25mm

27mm

28.5mm

30.5mm

32.5mm

36mm

